

---

## 玻尿酸脸部填充剂

---

有助于改善皱纹的非动物来源玻尿酸



*Bonetta*<sup>TM</sup>

TURN YOUR AGE

# Bonetta™

TURN YOUR AGE

有助于去皱的100%非动物源交联玻尿酸  
且含有0.3%利多卡因

- 100% 交联玻尿酸
- 非动物源
- 快速恢复&最小疼痛
- 含有0.3%利多卡因
- 立即&明显的效果
- 能够长期维持效果的多交联技术




- ✓ 采用八种特殊工序除去杂质
- ✓ 采用多向多重过滤膜不仅除去杂质，还能除去残留BDDE
- ✓ 采用离子去除工序和去离子水，使内毒素和杂质最小化
- ✓ 采用最优化多技术，使架桥剂使用量最小化

## Bonetta 的凝胶形态保持效果

资料来源:ExoCoBio Inc

- \*优质的玻尿酸凝胶要求在施术后仍然保持良好的形态效果。
- \*Bonetta的凝胶形态保持效果比其他国际品牌产品优秀



Time	BONETTA™		R 产品		J 产品		Y 产品	
0 min	20 mm	100 %	20 mm	100 %	20 mm	100 %	20 mm	100 %
20 min	18 mm	90 %	16 mm	80 %	14 mm	70 %	14 mm	70 %

## 产品规格 & 详述

### Dermal filler

Fine 小分子




Deep 中分子



Volume 大分子




### Bonetta™ 的注射深度



### Bonetta™ 的应用部位Area

Bonetta™ 系列是为提供完全满足和安全而设计的脸部护理&嫩肤产品。  
Bonetta™ 系列给您皮肤带来可见的青春和健康。




Bonetta™			
产品名	Fine	Deep	Volume
注射部位	表面到中真皮	中真皮到内真皮	中真皮到内真皮 &皮下层
玻尿酸浓缩含量	24 毫克 / 毫升		
粘弹性	低	一般	高
保持时间	6-9 个月	9-18 个月	12-24 个月
功效	所有脸部皱纹、唇形提升	鼻唇、额头皱纹、脸部提升	脸部轮廓、下巴和脸颊丰盈
产品结构	1.1 毫升 * 2 注射器		
利多卡因含量	0.3 %		
甘露糖醇	-		
保质期	24 个月		
保管方法	在2-25摄氏度保存，避免直射阳光和冷冻		

\*效果持续时间按年龄、生活习惯及注射者技术而有所不同

# Bonetta™ 系列玻尿酸


## 玻尿酸含量 (mg/ml)



HA含量	BONETTA™	R产品	J产品	Y产品	N产品
mg/mL	24.09	19.48	20.13	18.96	20.21

- \* 一般情况下, HA含量越高, 玻尿酸质量越好。
- \* 一般情况下, HA含量越高, 产品内架桥剂BDDE使用越低。


## 玻尿酸粘弹性



退化率比较: R产品 >> Y产品 >> N产品 >> J产品 >> BONETTA™

- \* BONETTA™ 粘弹性试验中, 于其他产品相比较得到最小改变结果。
- \* BONETTA™ 在施术后得出最小退化比率, 表明它是维持性佳的产品。

## 注射力比较




挤压力: BONETTA™, R产品, J产品, Y产品, N产品

产品	N	R产品	J产品	Y产品	N产品
挤压力	16.15	18.36	8.13	9.91	14.02

- \* BONETTA™ 注射力均匀一致, 试验表明它是质量良好的玻尿酸。
- \* 由于施术者们对于注射力偏好程度不同, 所以评判基准有可能不一致。

## 残留BDDE交联剂




- \* 美国食药局规定的残留BDDE交联剂最大含量为2ppm
- \* BONETTA™ 中残留BDDE交联剂含量未被发现

- \* 玻尿酸过敏反应和副作用的最大原因是产品内架桥剂BDDE的残留。
- \* BONETTA™ 中的BDDE交联剂通过技术完全被去除。

## Bonetta™ 临床试验

### 额头皱纹 & 眉间皱纹



Before

After

### 下巴线条



Before

After


### 脸颊丰盈



Before

After

## 登记证明 & 颁发认证



Small business confirmation

Venture business confirmation

Job invention compensation confirmation

Certificate of company attached research Institute

Medical equipment manufacturing certificate



Manufacturer confirmation

Certificate of manufacturer

Certificate of free sales

Certificate of cosmetic manufacturer

Certificate of cosmetic free sales

Certificate of patent

### • 专利申请

